

## Zařízení na odebírání vzorků z obalu pro analýzu nápoje.

### Propichovací jednotka

- Odebírání vzorků piva z obalu
- Jednoduchá obsluha
- Spolehlivé odebrání vzorku bez přístupu vzduchu
- Nenáročné na čištění

Jednoduché na obsluhu - jen se vloží obal (láhev, plechovka) do stojanu, obal se zafixuje držátkem a pomocí páky se obal propíchně jehlou napojenou na výtlačný systém hnaný oxidem uhličitým nebo dusíkem. Vytlačecí plyn vytlačí obsah obalu přes komůrku, kde je umístěný polarografický senzor kyslíku napojený na vyhodnocovací jednotku. K propichovacímu stojanu je také možné připojit přímo přenosný analyzátor rozpuštěného/plynného kyslíku MicroLogger, případně CO<sub>2</sub> MDTCllogger, a to i najednou.



Kombinace propichovače s přístrojem OneChannel.



Kombinace propichovače s přenosným přístrojem

Sample	Gas(ppm)	Date	Time	Sample Description
0	8.651	01 Feb 1996	19:58:45	Tank 1
1	8.654	01 Feb 1996	19:59:00	Tank 2
2	8.663	01 Feb 1996	19:59:15	
3	8.666	01 Feb 1996	19:59:30	
4	8.668	01 Feb 1996	19:59:45	

Zobrazení výsledků měření v počítači pomocí programu WinLog. Zaznamenané údaje je možné přenést do programu Microsoft Excel pro další zpracování